

**Listino Vantive 2024**

**Trattamento continuo CRRT - Anticoag. Eparina - Citrato**

Descrizione del prodotto offerto	Nome Prodotto	Codice	RDM/AIC	CND	classe	q.tà x tratt. Dial. (Q)	Prezzo Unit. (€)	Pezzi x Conf.	Prezzo x Conf. (€)	IVA %
Circuito extracorporeo monouso, da utilizzarsi con le apparecchiature PRISMAFLEX e PRISMAX, costituito da dializzatore a fibra cava con membrana in AN 69 HF, AN 69 ST o PAES e relative linee. Questi set, disponibili in diverse superfici, sono concepiti per l'uso nelle seguenti terapie venovenose: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF. A scelta tra i modelli:	PRISMAFLEX M 60 SET	106696	47421/R	F0306	IIb	1		4		4%
	PRISMAFLEX M 100 SET	106697	47444/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX M 150 SET	109990	602109/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX ST 60 SET	107643	47471/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX ST 100 SET	107636	47533/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX ST 150 SET	107640	47535/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX HF 1000 SET	107140	45598/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX HF 1400 SET	107142	45578/R	F0306	IIb					
	PRISMAFLEX HF 20 SET	109841	45578/R	F0306	IIb					
Dispositivo monouso da utilizzare con il riscaldatore ematico TherMax in combinazione con altri set monouso PrisMax.	THERMAX BLOOD WARMER DISPOSABLE	955516	1766665/R	F9080	IIa	1		24		4%
Linea per infusione di calcio da utilizzare con apparecchiatura PRISMAFLEX/PRISMAX	CALCIUM LINE-PRISMAFLEX CA250	113763	339957/R	F9080	IIa	1		24		4%
Sacca di raccolta effluente da 9 litri, dotata di connettore luer-lock	SP 418	107650	63595/R	F900401101	I	14		30		4%
Accessorio auto-effluente da utilizzarsi con l'unità di controllo PrisMax per lo scarico automatico di effluente durante la terapia CRRT	AUTO EFFLUENT ACCESSORY (A6003)	115370	1500745/R	F90040101	IIa	Rif. A		8		4%
Accessorio linea di prolunga auto-effluente	AUTO EFFLUENT EXTENSION SET (A6005)	115485	1526817/R	F900301	IIa	Rif. A		10	€	4%
<b>Rif. A</b>	<i>I dispositivi Autoeffluenti, sono sostitutivi delle sacche di raccolta Effluente, SP418. Il loro impiego prevede l'utilizzo di 1 pezzo che automaticamente invia in scarico i liquidi effluenti e la durata del dispositivo può arrivare anche a 144 ore consecutive di trattamento, andando così a sostituire un elevato numero di sacche SP418, nel caso fossero state impiegate in alternativa al Kit Autoeffluente. In base alla scelta operativa e clinica, si stima se ne possano impiegare una quantità pari a circa il 20% dei trattamenti CRRT in Citrato.</i>									
Soluzione di reinfusione/dialisi da utilizzare nei trattamenti continui CRRT. A scelta tra i modelli:	PRIMASOL2	112085	AIC 036146037/M	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE		12		2		4%
	PRIAMSOL 4	112083	AIC 036146049/M	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE						

Soluzione di reinfusione con Fosfati da utilizzare nei trattamenti continui CRRT.	PHOXILIUM	114519	AIC 040385027/M	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE		12		2		4%
Soluzione di Citrato da utilizzare nei trattamenti continui CRRT.	REGIOCIT	955121	AIC 043617012	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE		7		2		4%
Soluzione di dialisi senza Calcio da utilizzare nei trattamenti continui CRRT con Citrato.	PRISMOCAL B22	114109	1509124/R	F0404	IIb	6		2		4%
Soluzione di dialisato/reinfusione con Fosfati da utilizzare nei trattamenti continui CRRT con Citrato.	BIPHOZYL	955126	AIC: 043657028	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE		6		2		4%
Sacca di soluzione eparinata da 2 litri da utilizzare per il lavaggio del circuito extracorporeo.	SODIO CLORURO 0,9% (LT 2 ) EML	14331B7	AIC 030942686	NON APPLICABILE IN QUANTO MEDICINALE		1	€	6		4%

#### Trattamento SEPSI/MOF

Descrizione del prodotto offerto	nome commerciali componenti	codice prodotto	RDM	CND	classe	q.tà x tratt. Dial. (Q)	Prezzo Unit. (€)	Pezzi x Conf.	Prezzo x Conf. (€)	IVA %
Circuito extracorporeo monouso, da utilizzarsi con le apparecchiature PRISMAFLEX e PRISMAX, costituito da dializzatore a fibra cava eparinata (fibra cava HF AN69: Copolimero acrilonitrile metallilsulfonato + polietilenimina + eparina graffata). È indicato per l'uso in pazienti in condizioni critiche per emoperfusione e/o modalità di terapia sostitutiva renale.	OXIRIS SET	973002	2327641/R	F010604	III	1		4		4%

#### trattamento PLASMA/EXCHANGE

Descrizione del prodotto offerto	nome commerciali componenti	codice prodotto	RDM	CND	classe	q.tà x tratt. Dial. (Q)	Prezzo Unit. (€)	Pezzi x Conf.	Prezzo x Conf. (€)	IVA %
Circuito extracorporeo monouso, da utilizzarsi con le apparecchiature PRISMAFLEX e PRISMAX, nella modalità TPE, costituito da un plasmafiltra a fibre sintetiche in polipropilene (PP) e relative linee. A scelta tra diverse superfici	PRISMAFLEX TPE 1000 SET	107143	47573/R	B030201	IIb	2		4		22%
	PRISMAFLEX TPE 2000 SET	107144	47597/R	B030201	IIb					

#### trattamento DECAP ECCO2R

Descrizione del prodotto offerto	nome commerciali componenti	codice prodotto	RDM	CND	classe	q.tà x tratt. Dial. (Q)	Prezzo Unit. (€)	Pezzi x Conf.	Prezzo x Conf. (€)	IVA %
Circuito extracorporeo monouso che può essere utilizzato con la piattaforma PrisMax	PRISMALUNG +	955742	1981713/R	C03010301	Ila	1		1		22%
Il set HP-X è un circuito extracorporeo monouso per apparecchiatura Prismaflex/PrisMax, ed è impiegato per collegare un dispositivo di purificazione del sangue	HP-X SET	114877	1398702/R	F0305	Ila	1	0	1		22%

#### **Cateteri Alto Flusso Temporanei**

Descrizione del prodotto offerto	nome commerciali componenti	codice prodotto	RDM	CND	classe	q.tà x tratt. Dial. (Q)	Prezzo Unit. (€)	Pezzi x Conf.	Prezzo x Conf. (€)	IVA %
KIT Cateteri, retti e precurvati, vari diametri e lunghezze, a scelta tra:	GDHK-1315	103358MDR	2494225/R	F900201	III	1	0	5		4%
	GDHK-1320	103356MDR	2494227/R	F900201	III					
	GDHK-1325	106661MDR	2494228/R	F900201	III					
	GDHK-1315J	109535MDR	2494229/R	F900201	III					
	GDHK-1320J	109511MDR	2494230/R	F900201	III					

#### **Monitor per emodialisi**

Descrizione del prodotto offerto	nome commerciale	codice prodotto	RDM	CND	classe	Quantità App. fornite/in uso	Prezzo Canone Noleggio/Manutenzione Mensile Unit. (€)	Prezzo totale per singola apparecchiatura (12 MESI - IVA esclusa)	Prezzo totale offerta (tutte le apparecchiature per 12 mesi - IVA esclusa)	IVA %
SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUIDI E PER LE TERAPIE RENALI SOSTITUTIVE	PRISMAFLEX - PRISMAX	I codici, RDM e CND delle apparecchiature in questione sono diversi e da riferirsi alle diverse apparecchiature già presenti ed in uso presso le Vostre strutture, per entrambe i modelli PRISMAFLEX e PRISMAX				3				22%
RISCALDATORE EMATICO PER SISTEMA PRISMAFLEX/PRISMAX	PRISMACONFORT - THERMAX									